

คุณลักษณะของเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

รุ่น TG12MX Hematocrit Centrifuge

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเม็ดเลือด (Hematocrit) แบบตั้งโต๊ะ
- 1.2. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 1.3. มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless Motor)
- 1.4. ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง
- 1.5. เครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา เสียงรบกวนต่ำ

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1. ช่องปั่นเหวี่ยงสามารถบรรจุหลอด Hematocrit ได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด
- 2.2. เครื่องมีความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น 12,000 รอบต่อนาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 14,800 g
- 2.3. มีปุ่มตั้งเวลา (Timer) ให้เครื่องปั่นสามารถตั้งเวลาปั่นได้ตั้งแต่ 1-99 นาที
- 2.4. ฝาปิดช่องปั่นเหวี่ยงมีมาตรวัดสำหรับอ่านค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น พร้อมอ่านผลได้ทันที
- 2.5. มีระบบเบรกไฟฟ้าเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องได้ในกรณีฉุกเฉินหรือตามต้องการ
- 2.6. มีฝาปิดแบบ Lid lock พร้อมระบบ Lid safety shut-off switch เป็นระบบควบคุมการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อฝาเปิดเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- 2.7. มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 3.2. เป็นผลิตภัณฑ์ของ Shanghai Lixinjian Centrifuge Co., Ltd. ประเทศจีน
- 3.3. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 CE
- 3.4. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบ
- 3.5. มีการสอบเทียบค่าเที่ยงตรงแม่นยำจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน ก่อนการติดตั้ง